OZUサイエンス生物: DNAの精製

年	月	日()	時限			共同実験者
天気:				(\sim)	

1. 目 的

真核細胞中には核が存在し、核内には DNA (デオキシリボ核酸) が収納されている。この DNA こそが遺伝の本体であり、近年、DNA を抽出したり、その配列を解析したり、切断・結合・組換え等のさまざまな操作をすることができるようになって、生物学は飛躍的に発展した。

塩析法(森田法)を用いてニワトリの肝臓細胞から DNA を抽出することによって、化学物質としての DNA の性質を理解するとともに、分子生物学の研究対象のひとつである DNA がどのようなものなのか、イメージとしてつかむ。

2. 準 備(2人一組で班をつくる)

材 料(凍らせたニワトリの肝臓) 25g程度

薬品・器 材(班ごとに用意してある)

2 mol/L 塩化ナトリウム水溶液(食塩水),98%冷エタノール,1%ドデシル硫酸ナトリウム溶液(SDS,ラウリル硫酸ナトリウム),氷,おろし金,ガーゼ,ビーカー,ろ紙,漏斗,薬さじ,ガスバーナー,三脚,金網,試験管ばさみ,メートルグラスなど

3. 実験手順

- (1) 凍らせたニワトリの肝臓をおろし金でおろす。
- (2) 乳鉢に肝臓を移し、1%ドデシル硫酸ナトリウム溶液(シャンプーや歯磨き粉に含まれている界面活性剤)を $10\sim15$ mL加えて、手早くしっかりとすりつぶす。
- (3) 上の液とほぼ同じ量の食塩水を加え、軽く混ぜる。
- (4) 50mL のビーカーに移し、湯煎しながら、肝臓の色が赤色から白色に変色するまで5分間熱する。
- (5) 4枚重ねのガーゼで濾過する。ガーゼをしっかり絞って、なるべく液体を多く得ること。
- (6) 濾液を入れたビーカーを、氷水に浸してよく冷やす。その後、ガラス棒を伝わらせながら冷エタノールを静かに入れ、ゆっくりと静かにかき混ぜる。
- (7) ガラス棒に絡み付いたものを別のビーカーに入れ、食塩水を $20\sim30$ mL 程度加えてよくかき 混ぜる。
- (8)(7)を湯煎して加熱する。
- (9) ろ紙・漏斗でろ過して得られた濾液を、氷水に浸してよく冷やし、ガラス棒を伝わらせながら冷エタノールを静かに加えて、ガラス棒でゆっくりとかき混ぜる。

4. 結 果

- (1) 実験手順(6) で冷エタノールを加えたとき、ガラス棒に絡みついた物質の、色やその他の特徴を書け。
- (2) 実験手順(7)で、食塩水を加えてかき混ぜたとき、どのような変化が起こったか。

(3) 実験手順(9) で得られた最終物質は、(6) のあとと比べてどのような違いがあったか。

5. 考察

- (1) 実験手順(1) で細胞をすりつぶすのはなぜか。簡単に答えよ。
- (2) 実験手順(2) でドデシル硫酸ナトリウムを加えるのはなぜか。
- (3) 実験手順(3)・(7) で食塩水を加えるのは何のためか。
- (4) 実験手順(4) で加熱することによって、何が起こるか。また、なぜ湯煎によって加熱する のか。
- (5) 実験手順(6)・(9) で冷エタノールを加えると, DNA がなぜ沈殿するのか。
- (6) 一連の実験操作で得られた最終物質が、DNA であることを確認するためには、どのような実験をすれば良いと思うか。簡単に答えよ。
- (7) 今回の実験に用いた材料以外に, DNA を抽出する材料として適当だと考えられるもの(どのような生物のどの部位)は何か。理由とともに答えよ。

6. 感想·反省等

年 H 番 氏名